

Voor welke indicatie de CaroskinTM SilWrap toepassen?

De CaroskinTM SilWrap is een verband dat, eenmaal aangebracht, dezelfde ondersteuning biedt als een conventionele compressiekiel.

De CaroskinTM SilWrap is speciaal gemaakt voor het behandelen van lymfoedeem, veneus oedeem, lipedeem in de onderhoudsfase of post acute fase. In samenspraak met uw arts, kinesist of fysiotherapeut is zwachtelen gedurende de nacht toegestaan.

De CaroskinTM SilWrap is geschikt in de actieve fase voor het aanmeten van de drukkledij.

Contra-indicaties:

- Recente diep veneuze trombose
- Hart insufficiëntie
- Op aangeven van uw arts

Hoe en wanneer de CaroskinTM SilWrap gebruiken?

- Om te beginnen kleef de CaroskinTM SilWrap op een plastic film.
- Verwijder deze film terwijl u de CaroskinTM SilWrap windel oprolt met de zelfklevende kant naar de buitenkant. De plastic bescherming mag weg.
- Trek de CaroskinTM Comfort O-kous* of drukkuus aan (aangeraden, maar kan ook worden gebruikt zonder de kous wanneer irritatie niet eerder voor kwam).
- Aanleggen vingerzwachtels 2,5 cm x 50 cm: In samenspraak met uw arts, kinesitherapeut of fysiotherapeut.
- Aanleggen handzwachtel 4 cm x 120 cm: In samenspraak met uw arts kinesitherapeut of fysiotherapeut.
- Aanleggen arm/onderbeen zwachtel 6 cm x 5 m of been/borst zwachtel 10 cm x 6,5 m**:
Start het wikkelen van de CaroskinTM SilWrap bovenop de kous, beginnend bij de hand met een overlapping van 50% en met afnemende overlapping vanaf de elleboog of bij de been, vanaf voet naar einde zwachtel. Druk moet afnemen van begin zwachtelen (pols/voet) tot einde zwachtelen (thv. oksel/knie/dij).

Bekijk ook de instructiefilmpjes op ons YouTube-kanaal.

* Enkel bij arm en been

** Het is mogelijk dat de zwachtel iets verkort in lengte na het verwijderen van de plastic bescherming, dit komt door het aanbrengen van de zwachtel onder spanning op de folie.

*** U mag de CaroskinTM SilWrap maximaal 20u/dag aanbrengen. Door de semi-occlusieve omgeving is het aangewezen uw huid gedurende 4 uur aan de lucht bloot te stellen.

Wanneer CaroskinTM SilWrap gebruiken?

De CaroskinTM SilWrap kan worden toegepast binnen de verschillende stadia van de behandeling van oedeem.

1) De arm heeft een (bijna) natuurlijke omtrek en u draagt geen armkous overdag.

De CaroskinTM SilWrap windel kan worden gedragen als vervanging van een armkous overdag, moest een zwelling optreden. Sommige patiënten hoeven niet de hele dag een armkous te dragen - het is aan te raden de CaroskinTM SilWrap bij de hand hebben in geval van een snelle zwelling van de arm. Bij toepassing van de CaroskinTM SilWrap windel gedurende enkele uren op een gezonde huid zou geen irritatie mogen plaatsvinden.

2) De arm heeft een (bijna) natuurlijke omtrek of is gezwollen, maar u kunt een armkous dragen.

Wanneer (plotse) zwelling optreedt, kan men de CaroskinTM SilWrap windel bovenop de armkous dragen om zo de zwelling te controleren. Opgelet met overdruk!

3) Hand, arm of been is dik, gezwollen en toont harde, fibrotische zones.

De CaroskinTM SilWrap heeft invloed op harde fibrotische zones als gevolg van de semi-occlusieve omgeving. Het dragen van de CaroskinTM SilWrap gedurende meerdere dagen zal een verschil in hardheid vertonen van de fibrotische zones en manuele lymfedrainage wordt gemakkelijker.

4) De arm is dik en gezwollen en een (op maat gemaakt) armkous kan nog niet of niet langer worden gedragen.

Trek de O-kous over de arm en start het wikkelen van de CaroskinTM SilWrap rond de arm - start aan de pols tot aan de oksel, inachtneming van een overlapping (50% overlapping afnemend naar boven toe).

Practische tips

- De CaroskinTM SilWrap is een goed uitgebalanceerde combinatie van unieke producten die zijn ontwikkeld om perfect samen te werken in een veeleisende, semi-occlusieve omgeving.
 - Zorg dat huid en producten ten allen tijde hygiënisch schoon en volledig droog zijn voordat u deze toepast. Wanneer een klam gevoel tijdens het dragen optreedt, adviseren we om de CaroskinTM SilWrap meerdere keren per dag te ontrollen.
 - De CaroskinTM SilWrap is een hoogwaardige medische silicone zwachtel met een levensduur van minimum 6-8 maanden bij correct onderhoud van de zwachtel.
 - Gebruik de onderkous als u voor de eerste keer de zwachtel gebruikt.
 - Het is toegestaan een opening voor de duim te maken in de witte o-kous.
 - Breng de zwachtel aan met een minimum aan plooiën of gapingen. Minieme plooiën zijn te wijten aan de eigenschappen van de silicone. Indien zich grote plooiën voordoen, wikkel langzaam terug tot de plooi eruit is en zwachtel verder.
 - De zwachtel aanbrengen met een constante spanning. Hard aantrekken van de zwachtel is niet aangewezen. Uw arts, kinesist of fysiotherapeut geeft advies.
 - Zwachtel zo recht mogelijk.
 - Gebruik maken van extra polstermateriaal ter hoogte van de elleboog plooi of polsstreek en handrug is toegestaan.
 - Fixeer de zwachtel op het einde met de bijgeleverde fixeerstrip(s).
 - Respecteer de overlapping.
 - Respecteer het advies van uw arts, kinesist of fysiotherapeut.
 - Voor extra tips en ondersteuning kan u steeds onze filmpjes bekijken op de website of op youtube.
- www.caroskin.eu of www.youtube.com/tricolast

Wash and Care advies

- Dagelijks wassen is aangeraden om alle geabsorbeerde deeltjes te verwijderen, zeker na het rechtstreeks dragen op de huid.
- Machine was: 30°C, 60°C
- Geen wasverzachter, bleekmiddel of inwekmiddel gebruiken in combinatie met het wasmiddel.
- Dagelijks in de wasmachine (in een beschermzakje) of wassen in warm water met een niet agressief wasmiddel. Vervolgens grondig spoelen onder warm lopend water. Indien de zwachtel nat is, dan kleef hij niet meer. Van zodra droog, kleef hij opnieuw.
- Droog de CaroskinTM SilWrap door de zwachtel met de kleefzijde aan de buitenkant over een douchekop of dergelijke te hangen. Niet droogtrommelen of laten drogen bij een warmtebron of in de zon.
- Niet strijken.
- Wij garanderen enkel een optimale werking van het product indien het ten allen tijde op een correcte manier is onderhouden met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen. Lees meer op www.caroskin.eu.
- Agressieve reinigingsmiddelen kunnen de silicone of elastische eigenschappen beschadigen van de producten. De producent is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan producten en andere bij het gebruik van andere reinigingsmiddelen.
- Bewaar de CaroskinTM SilWrap bij niet gebruik, onder de 30°C, op een droge, koele plaats, beschut tegen zonlicht.

Waarschuwingen

- De CaroskinTM producten zijn ontwikkeld om samen te werken, teneinde het gewenste resultaat te verkrijgen.
- Draag de CaroskinTM SilWrap over de CaroskinTM O-kous of drukkuus.
- Leg de CaroskinTM SilWrap nooit aan op open of onvoldoende afgedekte wonden.
- Bij onregelmatigheden zoals bv tintelende vingers is het goed de CaroskinTM SilWrap af te rollen en de CaroskinTM SilWrap opnieuw aan te leggen met de aandacht op een niet te hoge aantrekkingskracht – enkel afrollen is voldoende. Bij aanhoudende tintelingen de CaroskinTM SilWrap afdoen en uw therapeut verwittigen.
- Wanneer u enkel een CaroskinTM Arm SilWrap draagt, let op om zwellingen in hand en/of vingers te vermijden. Wanneer zwelling voorkomt, ontrol de CaroskinTM SilWrap en contacteer uw arts. Een drukhandschoen of CaroskinTM Hand SilWrap kan aangeraden zijn.
- Bij onregelmatigheden aangaande irritatie, hou een sterk doorgedreven hygiënische voorzorgsmaatregelen en handelswijze aan voor product en huid. Contacteer uw specialist.
- Bij blijvende contra-indicaties: contacteer uw arts.
- Wij garanderen enkel een optimale werking van het product indien het ten allen tijde op een correcte manier is onderhouden met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen.

Meer info op www.caroskin.com & www.youtube.com/tricolast

FR

Dans quel cas peut-on utiliser la thérapie CaroskinTM SilWrap?

Le CaroskinTM SilWrap est un bandage qui, une fois posé, offre le même soutien que le bas de contention classique. Le CaroskinTM SilWrap est spécialement destinée au traitement de l'œdème lymphatique, de l'œdème veineux, du lipœdème lors de la phase d'entretien ou de la phase post-aiguë. Des bandages peuvent être portés la nuit sur avis de votre médecin, kinésithérapeute ou physiothérapeute.

Contre-indications :

- Thrombose veineuse profonde récente
- Insuffisance cardiaque
- Sur avis de votre médecin

Comment et quand utiliser les produits de la thérapie CaroskinTM SilWrap ?

- Le CaroskinTM SilWrap est collé sur un film plastique; enlevez ce film tout en enroulant le CaroskinTM SilWrap, face autocollante vers l'extérieur. Vous pouvez retirer la protection en plastique.
- Il est conseillé de mettre le manchon sans couture ou manchon de contention CaroskinTM Comfort (recommandé, mais le bandage peut également être mis sans le manchon si aucune irritation n'a été constatée plus tôt).
- Pose du bandage pour les doigts 2,5 cm x 50 cm : Selon avis de votre médecin ou kinésithérapeute.
- Pose du bandage pour la main 4 cm x 120 cm* : Selon avis de votre médecin ou kinésithérapeute.
- Pose du bandage pour le bras 6 cm x 5 m** ou ou bandage de jambe/poitrine 10cm x 6,5m**:
Commencez à enrouler le CaroskinTM SilWrap (au dessus du manchon) en partant du poignet ou dos de la main et avec un recouvrement de la largeur de 50 % qui diminue à partir du coude, ou pour la jambe à partir du pieds direction le haut. La pression doit diminuer entre le début du bandage (en bas) et la fin du bandage (au niveau plus haut, p.ex. l'aisselle/genou/cuisse).

Regardez également les vidéos d'instruction sur notre chaîne YouTube.

* Uniquement au bras et jambes

** Il est possible que la longueur du bandage raccourcisse un peu une fois la protection plastique enlevée. Cela se produit puisque le bandage est tendu sur le film lors de la fabrication.

*** Le CaroskinTM SilWrap se porte au maximum 20 heures par jour. Puisqu'il est de nature semi-occlusive, il est conseillé de laisser respirer votre peau pendant 4 heures.

Quand utiliser la thérapie CaroskinTM SilWrap ?

La thérapie CaroskinTM SilWrap peut être utilisée comme traitement dans les différents états d'apparence ou phases d'évolution de l'œdème.

1) Le bras a une circonférence (quasiment) naturelle. Le patient ne porte pas de manchon sur mesure pendant la journée.

La thérapie CaroskinTM SilWrap permet aux ces patients de ne pas devoir constamment porter une gaine de bras. En effet, ces patients ne doivent pas porter de manchon toute la journée et peuvent utiliser le CaroskinTM SilWrap uniquement lorsque leur bras se met à gonfler rapidement. Aucune irritation ne surviendra en principe en cas d'utilisation du bandage CaroskinTM SilWrap pendant plusieurs heures sur une peau saine.

2) Le bras a une circonférence (quasiment) naturelle ou même gonflé, mais le patient peut porter un manchon sur mesure.

Lorsqu'un gonflement soudain survient ou s'aggrave, on peut mettre le bandage CaroskinTM SilWrap au-dessus du manchon sur mesure afin de contrôler le gonflement.

3) Le bras est gravement gonflé et présente des zones fibrotiques dures.

La thérapie CaroskinTM SilWrap affecte positivement les zones fibrotiques dures grâce au fait qu'il crée un environnement semi-occlusif. Le port de produits de thérapie CaroskinTM SilWrap pendant plusieurs jours assouplit ces zones et facilite le drainage lymphatique manuel.

4) Le bras est gravement gonflé et un manchon sur mesure n'est pas applicable.

Si le patient n'a pas de plaies ouvertes, il peut mettre le manchon sans couture et enrouler le CaroskinTM SilWrap autour en commençant par le poignet jusqu'à l'aisselle en tenant compte du recouvrement (de 50 % de la largeur du SilWrap, qui diminue en remontant vers le haut).

MD Medical Device



Made by/Manufactured by:

Caroskin nv
 's Gravenstraat 197 / E28
 B-9810 Nazareth
 www.caroskin.com



5°C - 30°C

Lot: see packaging

SilWrap



O-Kous



Conseils pratiques

- La thérapie Caroskin™ SiWrap constitue d'une combinaison équilibrée de produits spécifiques, développés pour fonctionner parfaitement ensembles dans un environnement exigeant et semi-occlusif.
- La peau et les produits doivent toujours être hygiéniquement propres et parfaitement secs avant chaque utilisation. En cas d'une sensation trop moite, nous conseillons de retirer le Caroskin™ SiWrap pendant quelques minutes afin d'aérer la peau, et de le remettre. Et ceci éventuellement plusieurs fois par jour.
- Le Caroskin™ SiWrap est un bandage en silicone médical de haute qualité dont la durée de vie est d'au moins 6 mois s'il est correctement entretenu.
- Utilisez le manchon tubulaire lorsque vous mettez le bandage pour la première fois.
- On peut découper une ouverture dans le manchon tubulaire au niveau du pouce.
- Le bandage doit être mis de sorte qu'il y ait le moins de plis ou d'écart possible: des toutes petites plis, dus aux propriétés de la silicone, peuvent se former. Mais si de gros plis apparaissent pendant la mise, on doit lentement revenir en arrière jusqu'au pli et puis dérouler à nouveau. Mettre le bandage en maintenant une tension constante et droite. Il est déconseillé de tirer trop fort sur le bandage.
- Il est important de poser le bandage le plus correctement possible.
- Vous pouvez éventuellement utiliser un rembourrage à hauteur du coude ou au niveau du poignet ou du dos de la main.
- Une fois mis, fixez le bandage directement sur la couche en silicone au moyen de la bande de fixation fournie.
- Il est important de prendre bien soin du recouvrement de 50 % de la largeur du bandage, diminuant en remontant vers le haut.
- Il est important de respecter les conseils du médecin ou du kinésithérapeute.
- Pour obtenir des conseils supplémentaires sur l'application de ce produit, vous pouvez regarder à tout moment les petits films sur le site internet ou sur YouTube. www.caroskin.eu ou www.youtube.com/tricolast

Conseils de lavage et d'entretien

- Un lavage quotidien est recommandé afin d'éliminer toutes les particules absorbées, surtout lorsque le bandage a été porté directement sur la peau.
- Lavage en machine : 30°, 60°.
- N'utiliser aucun adoucissant, décolorant ni produit de pré-lavage.
- Laver quotidiennement à la machine (dans un sac de protection) ou dans l'eau chaude un détergent non agressif. Rincer ensuite abondamment sous l'eau chaude coulante. Lorsque le bandage est humide, il ne colle plus. Dès qu'il est sec, il colle à nouveau.
- Séchez le Caroskin™ SiWrap en suspendant le bandage à la douche ou autre support semblable, face collante vers l'extérieur.
- Ne pas essorer ni faire sécher à proximité d'une source de chaleur ou au soleil.
- Ne pas repasser.
- L'effet optimal de ce produit ne peut être garantie uniquement si l'entretien a été fait de manière correcte en utilisant les produits nettoyants adéquats. Consultez le site www.caroskin.eu pour en savoir plus. Des produits agressifs de nettoyage peuvent altérer les propriétés de la silicone ou les propriétés élastiques des manchons. Le fabricant n'est pas responsable des dégâts causés aux produits et autres par un entretien non conforme.
- Conservez le Caroskin™ SiWrap non utilisé dans un endroit sec et frais, à moins de 30°C et à l'abri du soleil.

Points importants

- La thérapie Caroskin™ SiWrap constitue d'une combinaison équilibrée de produits spécifiques.
- Mettez de préférence un manchon de contention ou sans couture Caroskin™ Comfort et posez le Caroskin™ SiWrap par-dessus.
- Ne jamais appliquer le Caroskin™ SiWrap sur des plaies ouvertes ou insuffisamment couvertes.
- En cas de sensations anormales telles que des picotements dans les doigts, il est conseillé de retirer le Caroskin™ SiWrap, puis de le poser à nouveau en veillant à ne pas trop serrer. En cas de picotements permanents, enlever le Caroskin™ SiWrap et consulter votre thérapeute ou votre médecin.
- Si vous portez uniquement un Caroskin™ SiWrap, veillez à éviter les gonflements au niveau de la main et/ou des doigts. En cas de gonflement, déroulez le Caroskin™ SiWrap et contactez votre médecin. Il vous sera peut-être conseillé d'utiliser un gant de contention ou le pack Caroskin™ SiWrap de Main.
- En cas de problèmes d'irritations, prenez soin des mesures hygiéniques strictes sur le produit et sur la peau. Contactez votre spécialiste.
- En cas de contre-indications permanentes, contactez votre médecin.
- L'effet optimal de ce produit ne peut être garantie uniquement si l'entretien a été fait de manière correcte en utilisant les produits nettoyants adéquats.

Plus d'infos sur www.caroskin.com & www.youtube.com/tricolast

D

Für welche Indikation ist die Caroskin™ SiWrap-Therapie anwendbar?

Caroskin™ SiWrap ist eine Binde, die so viel Halt bietet wie ein herkömmlicher Kompressionsstrumpf. Die Caroskin™ SiWrap Therapie wurde speziell für die Behandlung von Lymphödemen, Venenödemen und Lipödemem in der Erhaltungsphase oder postakuten Phase entwickelt. Nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, Krankengymnasten oder Physiotherapeuten darf auch nachts eine Binde angelegt werden.

Gegenanzeigen:

- Frische tiefe Venenthrombose
- Herzinsuffizienz
- Einwände Ihres Arztes

Wie und wann sind die Produkte der Caroskin™ SiWrap-Therapie anzuwenden?

- Caroskin™ SiWrap klebt zunächst leicht auf einer Plastikfolie.
- Entfernen Sie diese Folie, indem Sie die Caroskin™ SiWrap-Binde mit der selbstklebenden Seite nach außen aufrollen. Die Schutzfolie können Sie wegwerfen.
- Ziehen Sie den Caroskin™ Comfort-Schlauchverband oder -Kompressionsstrumpf an (empfohlen, kann aber auch ohne Unterverband verwendet werden, wenn bisher keine Reizung vorlag).
- Anlegen der Fingerbinden 2,5 cm x 50 cm:
Nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, Krankengymnasten oder Physiotherapeuten.
- Anlegen der Handbinde 4 cm x 120 cm:^{*}
Nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, Krankengymnasten oder Physiotherapeuten.
- Anlegen der Armbinde 6 cm x 5 m:^{*}
 Wickeln Sie Caroskin™ SiWrap über den Unterverband vom Handgelenk oder Handrücken aus 50% Überlappung, ab dem Ellenbogen mit abnehmender Überlappung. Der Druck muss vom Anfang der Binde (Handgelenk) bis zum Ende der Binde (in Achselhöhe) abnehmen.

Sehen Sie sich auch die Anleitungsvideos auf unserem YouTube-Kanal an.

^{*} Nur Arm und Bein.

^{**} Es ist möglich, dass sich die Binde nach Entfernen der Schutzfolie leicht verkürzt, das liegt daran, dass die Binde unter Spannung auf die Folie aufgeklebt wurde.

^{***} Sie dürfen Caroskin™ SiWrap maximal 20 Std. täglich tragen. Wegen der semiokklusiven Umgebung sollte 4 Stunden Luft an Ihre Haut kommen.

Wann ist die Caroskin™ SiWrap-Therapie anzuwenden?

Die Caroskin™ SiWrap-Therapie kann in den verschiedenen Behandlungsstadien des Ödems angewandt werden.

1) Der Arm hat einen (nahezu) natürlichen Umfang und Sie tragen tagsüber keinen Armstrumpf.

Die Caroskin™ SiWrap-Therapie soll es dem Patienten ermöglichen keinen Armstrumpf zu tragen. Die Caroskin™ SiWrap-Binde kann tagsüber als Ersatz für einen Armverband getragen werden, wenn eine Schwellung auftreten sollte. Manche Patienten können nicht den ganzen Tag einen Armverband tragen - deshalb sollten sie Caroskin™ SiWrap zur Hand haben, falls der Arm schnell anschwillt. Bei einer mehrstündigen Verwendung der Caroskin™ SiWrap-Binde auf gesunder Haut dürfte keine Reizung auftreten.

2) Der Arm hat einen (nahezu) natürlichen Umfang oder ist geschwollen, aber Sie können einen Armstrumpf tragen.

Wenn eine (plötzliche) Schwellung auftritt, kann die Caroskin™ SiWrap-Binde über dem Armstrumpf getragen werden, um so die Schwellung zu kontrollieren. Vorsicht vor Überdruck!

3) Der Arm ist dick geschwollen und weist harte fibrotische Bereiche auf.

Die Caroskin™ SiWrap-Therapie beeinflusst die harten fibrotischen Bereiche durch die semiokklusive Umgebung. Durch mehrstündiges Tragen der Produkte der Caroskin™ SiWrap Therapie verändert sich die Härte der fibrotischen Bereiche und die manuelle Lymphdrainage wird einfacher.

4) Der Arm ist dick und geschwollen und ein (maßgefertigter) Armstrumpf kann nicht mehr getragen werden.

Wenn Sie keine offenen Wunden haben, tragen Sie Caroskin™ Skin Lotion auf, ziehen Sie den Armstrumpf an und wickeln Sie Caroskin™ SiWrap um den Arm - vom Handgelenk aus bis zur Achsel, mit Überlappung (50%, nach oben hin weniger).

Practische tips

- Die Caroskin™ SiWrap-Therapie ist eine ausgewogene Kombination aus 4 einzigartigen Produkten, die für ein perfektes Zusammenwirken unter anspruchsvoller, semiokklusiver Umgebung entwickelt wurden. Achten Sie stets darauf, nur Caroskin™-Originalprodukte zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Haut und Produkte vor der Anwendung stets hygienisch sauber und vollkommen trocken sind. Wenn beim Tragen ein klammes Gefühl auftritt, empfehlen wir Ihnen, Caroskin™ SiWrap mehrmals täglich abzuwickeln.
- Caroskin™ SiWrap ist eine hochwertige medizinische Silikonbinde, die bei korrekter Pflege der Binde mindestens 6-8 Monate hält.
- Verwenden Sie den weißen Schlauchverband, wenn Sie die Binde das erste Mal benutzen.
- In den weißen Schlauchverband kann eine Öffnung für den Daumen eingeschnitten werden.
- Legen Sie die Binde mit möglichst wenig Falten oder Spalten an. Minimale Falten entstehen aufgrund der Eigenschaften von Silikon. Wenn große Falten auftreten, wickeln Sie die Binde langsam wieder auf, bis die Falte verschwunden ist, und wickeln Sie dann weiter.
- Die Binde muss unter konstanter Spannung angelegt werden. Starkes Anziehen der Binde ist nicht sinnvoll. Ihr Arzt, Krankengymnasten oder Physiotherapeut berät Sie.
- Legen Sie die Binde so gerade wie möglich an.
- Die Verwendung von zusätzlichem Polstermaterial an der Armbeuge oder am Handgelenk und Handrücken ist zulässig.
- Befestigen Sie die Binde mit dem beiliegenden Fixierstreifen.
- Achten Sie auf die richtige Überlappung.
- Beachten Sie die Anweisungen Ihres Arztes, Krankengymnasten oder Physiotherapeuten.
- Weitere Tipps und Unterstützung finden Sie stets in unseren Videos auf unserer Website oder auf YouTube. www.caroskin.eu oder www.youtube.com/tricolast

Wasch- und Pflegehinweise

- Tägliches Waschen wird empfohlen, um alle absorbierten Partikel zu entfernen, vor allem, wenn das Produkt direkt auf der Haut getragen wird.
- Maschinenwäsche: 30°C, 60°C.
- In Kombination mit die Reinigungsmitteln keinen Weichspüler, kein Bleichmittel oder Einweichmittel verwenden.
- Täglich in der Waschmaschine (in einem Schutzbeutel) oder in warmes Wasser waschen. Anschließend unter fließendem Warmwasser gründlich spülen. Wenn die Binde nass ist, klebt sie nicht mehr. Sobald sie trocken ist, klebt sie wieder.
- Caroskin™ SiWrap zum Trocknen mit der Klebeseite nach außen über einen Duschkopf hängen. Nicht trockenschleudern oder auf einer Wärmequelle oder in der Sonne trocknen lassen.
- Nicht bügeln.
- Die optimale Wirkung des Produkts wird nur garantiert, wenn es jederzeit korrekt mit den dafür vorgesehenen Reinigungsmitteln gepflegt wurde. Mehr dazu erfahren Sie unter www.caroskin.eu. Andere Reinigungsmittel können die Silikoneneigenschaften oder die elastischen Eigenschaften der Strümpfe beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für die Beschädigung der Produkte oder sonstige Schäden, wenn andere Reinigungsmittel verwendet wurden.
- Caroskin™ SiWrap bei Nichtgebrauch trocken und kühl (unter 30°C) sowie vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Wichtige Hinweise

- Die Stärke dieser einzigartigen Caroskin™ SiWrap-Therapie sind die Produkte von Caroskin™.
- Benutzen Sie immer einen Caroskin™ Comfort-Kompressionsstrumpf oder -Schlauchverband und wickeln Sie die Caroskin™ SiWrap-Binde darüber.
- Caroskin™ SiWrap nicht auf offenen oder unzureichend abgedeckten Wunden anzuwenden.
- Bei Unregelmäßigkeiten wie kribbelnden Fingern ist es gut, Caroskin™ SiWrap abzurollen und neu anzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass es nicht zu fest angezogen wird. Einfaches Abrollen reicht aus. Bei anhaltendem Kribbeln nehmen Sie Caroskin™ SiWrap ab und verständigen Sie Ihren Therapeuten.
- Wenn Sie nur eine Caroskin™ SiWrap-Armbinde tragen, achten Sie darauf, dass in der Hand und/oder den Fingern keine Schwellungen auftreten. Bei Schwellungen wickeln Sie Caroskin™ SiWrap ab und verständigen Sie Ihren Arzt. Ein Kompressionshandschuh oder Caroskin™ SiWrap Hand Pack ist möglicherweise empfehlenswert.
- Bei Hautreizungen achten Sie strikt auf Hygienemaßnahmen und eine hygienische Vorgehensweise im Zusammenhang mit dem Produkt und der Haut. Wenden Sie sich an Ihren Spezialisten.
- Bei andauernden Gegenanzeigen wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Die optimale Wirkung des Produkts wird nur garantiert, wenn es jederzeit korrekt mit den dafür vorgesehenen Reinigungsmitteln gepflegt wurde.

Weitere Informationen unter

www.caroskin.com & www.youtube.com/tricolast

MD Medical Device



Made by/Manufactured by:
Caroskin nv
's Gravenstraat 197 / E28
B-9810 Nazareth
www.caroskin.com



5°C 30°C
Lot: see packaging

