

## La Ceinture de Stomie Caroskin

### La ceinture de stomie sur mesure, pour un soutien maximal

La ceinture de stomie Caroskin offre **un soutien optimal à la stomie** tout au long de la journée et prévient le gonflement des intestins lorsque la pression sur la paroi abdominale est trop forte, notamment à la suite d'une activité physique intense.

La ceinture de stomie est également utilisée pour le **soutien postopératoire de la paroi abdominale**.

### Découvrez 5 atouts uniques :

- 1 Cinq tailles standard sont disponibles, mais des tailles personnalisées sont également proposées.
- 2 L'utilisation à gauche et à droite est possible.
- 3 Chaque taille standard convient pour différentes ouvertures d'anneaux\*.
- 4 La fermeture par bande velcro est facile à régler et à mettre et à enlever.

Des bandes velcro supplémentaires sont fournies pour assurer un ajustement optimal.

\*La Ceinture Stoma est compatible avec presque tous les sacs de stomie grâce aux anneaux adaptateurs disponibles en 6 diamètres internes différents. Veuillez noter que ces anneaux sont vendus séparément et ne sont pas inclus dans l'emballage de la Ceinture Stoma.



## Tableau des tailles:

Hauteur bande: 18 cm

Taille Circonférence (cm)



<b>S</b>	76	85
<b>M</b>	86	95
<b>L</b>	96	105
<b>XL</b>	106	115
<b>XXL</b>	116	125

Il est également possible d'avoir une stomie **adapté au patient.**

Couleurs disponibles

## Pourquoi choisir une Ceinture de stomie Caroskin ?

- Soutien optimal de la stomie tout au long de la journée.
- Prévention de la formation de prolapsus (c'est-à-dire un renflement des intestins dû à une trop forte pression sur la paroi abdominale) lors d'activités physiques (sport, jardinage, etc.).
- Soutien postopératoire de la paroi abdominale.

## L'expertise de Caroskin:

Caroskin est synonyme d'une large gamme de produits professionnels pour le (post) traitement des **cicatrices, brûlures et œdèmes** et est développé et produit par Tricolast.

**La recherche et l'innovation** sont des piliers centraux dans nos activités commerciales afin de parvenir à des **solutions uniques, de haute qualité et conviviales pour le patient.**

Avec la ceinture de stomie, nous souhaitons également mettre notre grande expertise dans la fabrication de **textiles médicaux** au service des patients stomisés.



**Option:** Le rabat de prolapsus en noir ou blanc  
Le lambeau de prolapsus est attaché à la ceinture de stomie avec du Velcro. De cette manière, une contre-pression peut être créée pour repousser le prolapsus dans la paroi abdominale.

### Pour plus d'informations:

Contactez +32 9 386 15 11  
ou par mail: [info@caroskin.com](mailto:info@caroskin.com)

***Nous serons heureux de vous aider !***

Made in Belgium since 1948

**Caroskin nv** / KMO-Park Zilvererf  
's Gravenstraat 197/E28 / 9810 Nazareth (Belgium)