

## De Caroskin StomaGordel

### De stomagordel op maat, voor maximale ondersteuning

De Caroskin StomaGordel biedt **optimale ondersteuning van de stoma** doorheen de dag en voorkomt de uitstulping van de darmen bij te veel druk op de buikwand door o.a. intense lichamelijke activiteiten. De StomaGordel wordt ook gebruikt voor **postoperatieve ondersteuning van de buikwand**.

### Ontdek 5 unieke troeven:


- 1 Er zijn 5 standaardmaten ter beschikking, maar ook maatwerk wordt aangeboden.
- 2 Gebruik links als rechts is mogelijk.
- 3 Elke standaardmaat is geschikt voor verschillende ring\*-openingen.
- 4 De sluiting met velcroband is eenvoudig aan te passen en aan- en uit te trekken.
- 5 Extra velcrobanden zijn voorzien om een optimale pasvorm te garanderen.

\*De StomaGordel is compatibel met bijna elk stomazakje dankzij de adapter-ringen, die in 6 verschillende binnendiameters verkrijgbaar zijn. Let op: deze ringen worden apart verkocht en zijn niet inbegrepen in de verpakking van de StomaGordel.

(diameterringen: 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm).

## Uitgebreide Maten-tabel:

Hoogte band: 18 cm  
Maat Omtrek (cm)



<b>S</b>	80	92
<b>M</b>	90	102
<b>L</b>	100	112
<b>XL</b>	110	122
<b>XXL</b>	120	132

Het is ook mogelijk een StomaGordel **op maat van de patiënt** te laten produceren.

Beschikbare kleuren



## Waarom kiezen voor een Caroskin StomaGordel?

- Optimale ondersteuning van de stoma doorheen de dag.
- Preventie van prolaps-vorming (d.i. een uitstulping van de darmen door te veel druk op de buikwand) bij o.a. lichamelijke activiteiten (sporten, tuinieren...).
- Postoperatieve ondersteuning van de buikwand.

## De Caroskin expertise:

Caroskin is synoniem voor een breed gamma professionele producten voor de (na)behandeling van **littekens, brandwonden en oedeem** en wordt door Tricolast ontwikkeld en geproduceerd.

**Onderzoek en innovatie** zijn centrale pijlers in onze bedrijfsvoering om zo tot unieke, kwalitatieve en **gebruiksvriendelijke oplossingen** te komen **voor de patiënt**.

Ook met de StomaGordel willen we onze uitgebreide expertise in de **vervaardiging van medisch textiel** inzetten ten voordele van de stomapatiënt.



**Optie:** Prolap-flap in wit of zwart

De prolapsflap wordt met velcro bevestigd aan de stomagordel. Zo kan er tegendruk opgebouwd worden om de prolaps terug in de buikwand te drukken.

### Voor meer informatie:

Bel +32 9 386 15 11  
of mail naar [info@caroskin.com](mailto:info@caroskin.com)  
*We helpen u graag verder!*

Made in Belgium since 1948

**Caroskin nv**

KMO-Park Zilvererf /'s Gravenstraat 197/E28  
9810 Nazareth (Belgium)